

Certitest™ 20

Инновационный прибор
для проверки
целостности фильтров



cobetter®
— filtration —

Certitest™20

Инновационный прибор для проверки целостности фильтров



Особенности

- Высококачественные компоненты, гарантирующие
- надежность и точность получаемых данных.
- Специальная конструкция эффективно предотвращает обратное всасывание воды и обеспечивает функцию самодиагностики.
- Панель управления поддерживает отображение тестовых кривых в режиме реального времени.
- Большой объем памяти (50 Гб), возможность экспорта
- сохраненных данных.
- Поддержка многоуровневого доступа пользователей для
- обеспечения сохранности данных.

Продвинутая система управления

- Проверенный алгоритм работы системы управления на базе Windows позволяют точно отображать каждую контрольную точку.
- Журнал регистрации поддерживает как одно-, так и двухуровневые подписи.

Максимальное удобство

- Простое и быстрое переключение между, Английским и Русским языками интерфейса, возможность ввода других языков.
- Прибор оснащен сетевым интерфейсом для автоматической загрузки данных на сервер.



Certitest 20 Plus
Integrity Tester



Certitest™20
Integrity Tester

Спасибо за внимание!



ООО «Медтех ТД»
Сайт: medtechtd.ru
E-mail: info@medtechtd.ru