

Артикул	Бренд	Наименование	Ед.изм.
Hangzhou Cobetter Filtration Equipment Co., Ltd			
SFMMCE-4525	Cobetter	Шприцевая насадка фильтровальная, D25 мм, мембрана MCE - гидрофильные смешанные эфиры целлюлозы, рейтинг 0,45 мкм, 100 шт./уп.	упак.
SFM25PE0022S	Cobetter	Шприцевая насадка фильтровальная, D25 мм, мембрана - гидрофильный полиэфирсульфон, рейтинг 0,2 мкм, предварительно стерилизовано, 100 шт./уп.	упак.
SFMNY-4525	Cobetter	Шприцевая насадка фильтровальная, D25 мм, мембрана - гидрофильный нейлон, рейтинг 0,45 мкм, 100 шт./уп.	упак.
SFMPTH-4525	Cobetter	Шприцевая насадка фильтровальная, D25 мм, мембрана SFMPTH - гидрофильный PTFE, рейтинг 0,45 мкм, 100 шт./уп.	упак.
SFUPTH-4525	Cobetter	Шприцевая насадка фильтровальная, D33 мм, мембрана - гидрофильный нейлон, рейтинг 0,45 мкм, 100 шт./уп.	упак.
SFMNY-4533	Cobetter	Шприцевая насадка фильтровальная, D13 мм, мембрана MCE - гидрофильные смешанные эфиры целлюлозы, рейтинг 0,45 мкм, 100 шт./уп.	упак.
SFMMCE-2213	Cobetter	Картриджный фильтр, мембрана TefloGas GPFMP - гидрофобный PTFE, рейтинг 0,2 мкм, длина 5", концевой адаптер 226/плоский верх, уплотнение - силикон	шт.
SPSHR0022HSF05SP	Cobetter	Капсульный фильтр BriCap L02, мембрана Corevital SNDS - гидрофильный ПВДФ, рейтинг 0,45+0,2 мкм, вход/выход - патрубок прямой под шланг 9/16" (14 мм), автоклавируемый	шт.
L05HHNY6TC0022A1P	Cobetter	Капсульный дисковый фильтр Bricap V50A, мембрана Aegivast ACEB - гидрофобный PTFE, рейтинг 0,2 мкм, вход/выход - патрубок ступенчатый под шланг 1/4-1/2", предварительно стерилизован	шт.
V5ABBACEBS1P	Cobetter	Капсульный фильтр BriCap L10, мембрана Corevital SMDS - гидрофильный ПВДФ, рейтинг 0,45+0,2 мкм, вход/выход - фланец трикламп TC1,5"(нар.диам.50,5мм), автоклавируемый, в упаковке 1 шт.	шт.
L10SSSMDSA1P	Cobetter	Капсульный фильтр BriCap L10, мембрана Corevital SMDS - гидрофильный ПВДФ, рейтинг 0,45+0,2 мкм, вход/выход - фланец трикламп TC1,5"(нар.диам.50,5мм), автоклавируемый, в упаковке 1 шт.	шт.
L02SSCHE50A1P	Cobetter	Капсульный фильтр BriCap L02, мембрана Excesal CHE-полипропилен, рейтинг 5,0 мкм, вход/выход - фланец трикламп TC1,5"(50,5мм), автоклавируемый, в упаковке 1 шт.	шт.
ASLES107PP	Cobetter	Картриджный фильтр, мембрана Purcise SLES - гидрофильный полиэфирсульфон	шт.
APP0020HSF10SP	Cobetter	Картриджный фильтр, мембрана Absoguard APP - гидрофильный полипропилен, рейтинг 0,2 мкм (ном.), длина 10", концевой адаптер 226/острый верх, уплотнение - силикон	шт.
SLEH-47	Cobetter	Дисковый фильтр листовой, диск D47 мм, мембрана Purcise SLE - гидрофильный полиэфирсульфон, рейтинг 0,65+0,2 мкм, в упаковке - 5 шт./уп.	упак.
SNDH-47	Cobetter	Дисковый фильтр листовой, диск D47 мм, мембрана Corevital SNDH - гидрофильный ПВДФ, рейтинг 0,65+0,2 мкм, в упаковке - 5 шт./уп.	шт.
SP3SSAFMBX1P	Cobetter	Капсульный фильтр Brisip SP3, мембрана Safesure AFMB - гидрофобный PTFE, рейтинг 0,2 мкм, вход/выход - фланцы трикламп TC1,5"	шт.
UFELA0005010P	Cobetter	Кассета для тангенциальной фильтрации, мембрана Consieve UET - полиэфирсульфон, удерживающая способность 5 кДа, S=0,11 (кв.м), экран - "standard"	шт.

71GPFLP0022HSCG10SP	Cobetter	Картриджный фильтр, мембрана GPFLP - гидрофобный PTFE, рейтинг 0,2 мкм, длина 10", концевой адаптер 226/плоский верх, уплотнение - силикон	шт.
71GPFLP0022HSC05SP	Cobetter	Картриджный фильтр, мембрана GPFLP - гидрофобный PTFE, рейтинг 0,2 мкм, длина 05", концевой адаптер 226/плоский верх, уплотнение - силикон	шт.
ACMSSM	Cobetter	Коннектор одноразовый Lifemeta ACM, для стерильного соединения шлангов передачи жидкостей, бесполой, под шланг 3/4", материал полисульфон, упаковка - 1 шт.	шт.
SFM33PVH0022S	Cobetter	Шприцевая насадка фильтровальная, D33 мм, мембрана - гидрофильный ПВДФ, рейтинг 0,2 мкм	упак.
SFMPVH-4525	Cobetter	Шприцевая насадка фильтровальная, D25 мм, мембрана SFMPVH - гидрофильный ПВДФ, рейтинг 0,45 мкм, 100 шт./уп.	упак.
V5DBBACEBA1P	Cobetter	Капсульный дисковый фильтр Bricap V5D, мембрана Aegivast ACEB - гидрофобный PTFE, рейтинг 0,2 мкм, вход/выход - патрубок ступенчатый под шланг 1/4-1/2", автоклавируемый	шт.
SPSHR0022HSF10SP	Cobetter	Картриджный фильтр, мембрана SteriPS SPSHR - гидрофильный полиэфирсульфон, рейтинг 0,2 мкм, длина 10", концевой адаптер 226/острый верх, уплотнение - силикон, в упаковке 1 шт.	шт.
LHPVND0022HSF10SP	Cobetter	Картриджный фильтр, мембрана FluoroPV LHPVND - гидрофильный ПВДФ, рейтинг 0,2 мкм, длина 10", концевой адаптер 226/острый верх, уплотнение - силикон, в упаковке 1 шт.	шт.
C03FFSLEHG1P	Cobetter	Капсульный фильтр BriCap C03, мембрана Purcise SLEH - гидрофильный полиэфирсульфон, рейтинг 0,65+0,2 мкм, вход/выход - трикламп TC1,5" (50,5 мм), гамма-стерилизуемый	шт.
DPSDDT4522HSF20SP	Cobetter	Картриджный фильтр, мембрана Duredunty DPSDDT - гидрофильный полиэфирсульфон, рейтинг 0,45+0,2 мкм, длина 20", концевой адаптер 226/острый верх, уплотнение - силикон	шт.
71GPFLP0022HSCG05SP	Cobetter	Картриджный фильтр, мембрана GPFLP - гидрофобный PTFE, рейтинг 0,2 мкм, длина 5", концевой адаптер 226/плоский верх, уплотнение - силикон	шт.
DPSDDT2222HSF20SP	Cobetter	Картриджный фильтр, мембрана Duredunty DPSDDT - гидрофильный полиэфирсульфон, рейтинг 0,2+0,2 мкм, длина 20", концевой адаптер 226/острый верх, уплотнение - силикон	шт.
92WMGPFL0022P	Cobetter	Капсульный фильтр StarCaps WM, мембрана GPFLP - гидрофобный PTFE, рейтинг - 0,2 мкм, вход/выход - патрубок ступенчатый под шланг 1/4-3/8"	шт.
DLHPFB0022HSF10SQP	Cobetter	Картриджный фильтр, мембрана DLHPFB - Hydrophilik PTFE улучшенный, рейтинг 0,22 мкм, длина 10 дюймов, концевой адаптер 226/острый верх, уплотнение - силикон	шт.
DLHPFB0022HSF20SQP	Cobetter	Картриджный фильтр, мембрана DLHPFB - Hydrophilik PTFE улучшенный, рейтинг 0,22 мкм, длина 20 дюймов, концевой адаптер 226/острый верх, уплотнение - силикон	шт.
CSCBD0140PCP	Cobetter	Капсульный фильтр Claricap D16 CSCBD, материал - двухслойный картон, диапазон удержания частиц 4-9/0,04-0,2 мкм	шт.
92WMGPFBP0022P	Cobetter	Капсульный фильтр StarCaps WM, мембрана TefloGas GPFBP - гидрофобный PTFE, рейтинг 0,2 мкм, вход/выход - патрубок ступенчатый под шланг 1/4-3/8"	шт.
L30NHCHT50A1P	Cobetter	Капсульный фильтр BriCap L30, мембрана Excesal CHT - полипропилен, рейтинг 5,0 мкм, вход/выход - патрубок прямой под шланг 1/2" (13 мм), автоклавируемый, в упаковке 1 шт.	шт.
71H2D0120HSF30SP	Cobetter	Картриджный фильтр, мембрана H2D - гидрофильный полипропилен, рейтинг 1,2 мкм, длина 30", концевой адаптер 226/острый верх, уплотнение - силикон, в упаковке 1 шт.	шт.

Оборудование Hangzhou Cobetter Filtration Equipment Co., Ltd

LMTWA0	Cobetter	Автоматическое устройство стерильной сварки (спайки) пластиковых термопластичных шлангов Lifemeta™ Tube Welder LMTWA0 - Базовый комплект	шт.
--------	----------	--	-----

Dalian Elite Analytical Instruments Co., Ltd

		Хроматограф УВЭЖХ Eclassical 3200L в комплектации	шт.
--	--	---	-----

Хроматограф УВЭЖХ Eclassical 3200L в комплектации	Dalian Elite	Четырехканальный градиентный насос с дегазатором P3230L (до 90 МПА)	шт.
		Автодозатор с модулем для дегазации промывочного раствора S3220L	шт.
		Термостат колонок O3230L	шт.
		DAD детектор D3230	шт.
		RI-201H Детектор рефрактометрический	шт.
		Рабочая станция для обработки данных хроматографа, Audit Edition + PDA Module	шт.
		Поддон под растворители T3200L	шт.
		Комплект соединительных проводов	шт.

Хроматограф УВЭЖХ Eclassical 3200 в комплектации	Dalian Elite	Хроматограф ВЭЖХ Eclassical 3200 в комплектации	шт.
		Четырехканальный градиентный насос с дегазатором P3230 (до 63 МПА)	шт.
		Автодозатор с модулем для дегазации промывочного раствора S3210	шт.
		Термостат колонок O3230	шт.
		DAD детектор D3230 512	шт.
		RI-201H Детектор рефрактометрический	шт.
		Рабочая станция для обработки данных хроматографа, Audit Edition + PDA Module	шт.
		Поддон под растворители T3200L	шт.
		Комплект соединительных проводов	шт.

[СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ](#)